



Dosa-Laif

LABORATOIRE
DESTAING

Bouchon avec bec qui permet à la solution de s'égoutter de **manière contrôlée**

Gobelet gradué qui permet le dosage précis de liquides et peut contenir jusqu'à **50 ml**.

Réservoir principal en plastique gradué souple pouvant contenir jusqu'à **600 ml de solution**.



Comment l'utiliser:

C'est simple à utiliser:

- Avec une **légère pression** du réservoir, le liquide est poussé dans le gobelet gradué;
- Entrez la **quantité exacte souhaitée**;
- En retournant le distributeur, la **solution tombera goutte à goutte** ou on pourra l'ajouter déjà dosée au sirop.



45 bd Marcel Pagnol - 06130 GRASSE - FRANCE

Tél. 04 93 42 02 00 - Fax. 04 93 42 03 00 - Web : www.destaing.com - Email : contact@destaing.com
SAS au capital de 15400 € - SIREN 438 078 289 - RCS Grasse 438 078 289 - FR 18438 078 289